

# medbar®

**Medbar Tıbbi Malzemeler Turizm San. Tic. A.Ş.**  
1142 Sk. No:35 Sarnıç Gazıemir - İzmir / Türkiye

T: +90 232 281 60 03  
F: +90 232 281 66 48  
info@medbar.com.tr

[www.medbar.com.tr](http://www.medbar.com.tr)



## Tecrübe, Kalite ve Teknoloji

45 yılı aşkın tecrübemizle sürekli olarak daha iyi çözümler için çalışıyoruz.

# medbar®

info@medbar.com.tr  
www.medbar.com.tr



Bugün itibariyle Medbar'ın 200'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve dünyada 70'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

**“Sağlık sürecine katkımızı en üst düzeye çıkararak yaşam kalitesini artırmak”**  
vizyonumuzla büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.







STERILE EO CE 1984

## SİLİNDİRİK DAMLA AYAR SETİ

Ref: 133

133 01 Silindirik Damla Ayar Seti  
133 03 Silindirik Damla Ayar Seti Döner Luer Lock  
133 05 Silindirik Damla Ayar Seti İğne Girişsiz

133 02 Silindirik Damla Ayar Seti Uzun (62cm)  
133 04 Silindirik Damla Ayar Seti Y Portsuz

- Yerçekimi ilkesi ile çalışır.
- 5 ila 250 ml/saat skala aralığı mevcuttur. (İstek üzerine 5 ila 250 ml/saat arasında farklı aralıklar sunulabilir.)
- Doğru ve sabit akış hızına sahiptir.
- Üniversal erkek ve dişi luer bağlantıları mevcuttur.
- İğneli ve iğnesiz y-port enjeksiyon seçenekleri mevcuttur.
- Standart set uzunluğu 47 cm'dir. (Farklı hortum uzunlukları mevcuttur.)

Alternatif İsimler

- Damla Ayar Seti
- Hassas Akış Cihazı
- Akış Kontrolü

## DAMLA AYAR SETİ

Ref: 233

233 01 Damla Ayar Seti Y Portlu


233 04 Damla Ayar Seti Y Portsuz

233 05 Damla Ayar Seti İğne Girişsiz

- Yerçekimi ilkesi ile çalışır.
- 2 ila 350 ml/saat skala aralığı mevcuttur.
- Doğru ve sabit akış hızına sahiptir.
- Üniversal erkek ve dişi luer bağlantıları mevcuttur.
- İğneli ve iğnesiz y-port enjeksiyon seçenekleri mevcuttur.
- Standart set uzunluğu 47 cm'dir. (Farklı hortum uzunlukları mevcuttur.)

Alternatif İsimler

- Akış Regülatörü
- Hassas Akış Cihazı
- Akış Kontrolü



STERILE EO CE 1984



STERILE EO CE 1984

## UZATMA HATTI (250 PSI)

Ref: 294

294 01 Uzatma Hattı 30 cm (250 PSI) 294 02 Uzatma Hattı 50 cm (250 PSI) 294 03 Uzatma Hattı 60cm (250 PSI)  
294 04 Uzatma Hattı 75 cm (250 PSI) 294 05 Uzatma Hattı 90 cm (250 PSI) 294 06 Uzatma Hattı 100 cm (250 PSI)  
294 07 Uzatma Hattı 120 cm (250 PSI) 294 08 Uzatma Hattı 150 cm (250 PSI)

- 2,70 mm-4,10 mm standart çap.
- Üniversal erkek ve dişi luer konnektörler mevcuttur.
- 30cm, 50cm, 60cm, 75cm, 90cm, 100cm, 120cm, 150cm boyutunda M/F ve M/M konnektörlü çeşitleri bulunmaktadır.
- 250 PSI (17 bar) basınca kadar dayanıklıdır.



STERILE EO CE 1984

## BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI (800 PSI)

Ref: 295

295 01 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 30 cm (800 PSI) 295 05 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 90 cm (800 PSI)  
295 02 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 50 cm (800 PSI) 295 06 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 100 cm (800 PSI)  
295 03 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 60 cm (800 PSI) 295 07 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 120 cm (800 PSI)  
295 04 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 75 cm (800 PSI) 295 08 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 150 cm (800 PSI)

- 1,50 mm-3,00 mm standart çap.
- Her türlü infüzyon terapisine uygundur.
- Üniversal erkek ve dişi luer konnektörler mevcuttur.
- 30cm, 50cm, 60cm, 75cm, 90cm, 100cm, 120cm, 150cm boyutunda M/F ve M/M konnektörlü çeşitleri bulunmaktadır.
- 800 PSI (55 Bar) basınca kadar dayanıklıdır.




STERILE EO CE 1984

## BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI (1200 PSI)

Ref: 297

297 01 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 100 cm (1200 PSI) 297 05 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 200 cm (1200 PSI)  
297 02 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 120 cm (1200 PSI) 297 06 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 250 cm (1200 PSI)  
297 03 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 150 cm (1200 PSI) 297 07 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 300 cm (1200 PSI)  
297 04 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 180 cm (1200 PSI)

- 1,50 mm-4,10 mm standart çap.
- 100-300 cm arası çeşitli boy seçenekleri mevcuttur.
- Her türlü infüzyon terapisine uygundur.
- Üniversal erkek ve dişi luer konnektörler mevcuttur.
- 1200 PSI (83 Bar) basınca kadar dayanıklıdır.



STERILE EO CE 1984

## TEK VALFLİ KARMAN KANÜL MANUEL VAKUM ASPİRATÖRÜ

Ref: 209

209 01 Tek Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü Set (Aspiratör + Kanüller)  
209 04 Tek Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü (Kanülsüz)

- Ekstra O-ring, ekstra durdurucu halka ve 2cc silikon yağı içerir.
- Stabil vakum: Her ürünün vakumu ayrı ayrı test edilir.
- Taşınabilir.
- 60 cc valfte 609,6-660,4 mm/Hg vakum üretme kapasitesine sahiptir.
- Güvenli ve etkilidir.
- Uygun fiyatlıdır.
- Birçok farklı klinik ortam için uygundur.
- Yüksek düzeyde hasta ve tedarikçi memnuniyeti sağlar.
- Ayakta Tedavi Prosedürü
- Tek kullanımlık cihazdır.
- Tek Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü seti, 4, 5 ve 6 numaralı steril Karman Kanülleri içerir.

## Alternatif İsimler

- Emme Aspiratörü
- Rahim Tahliye Hizmeti
- Aspirasyon Şırıngası
- Düşük Yönetim Kiti
- Jinekolojik Aspiratör
- Aspiratör Kit
- Manuel Rahim Aspiratörü
- Endometriyal Aspiratör

## ÇİFT VALFLİ KARMAN KANÜL MANUEL VAKUM ASPİRATÖRÜ

Ref: 209

209 02 Çift Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü Set (Aspiratör + Kanüller)  
209 05 Çift Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü (Kanülsüz)

- Ekstra O-ring, ekstra durdurucu halka ve 2cc silikon yağı içerir.
- Adaptörler dahildir. Stabil vakum: her ürünün vakumu ayrı ayrı test edilir.
- Taşınabilir.
- 60 cc valfte 609,6-660,4 mm/Hg vakum üretme kapasitesine sahiptir.
- Güvenli ve etkilidir.
- Uygun fiyatlıdır.
- Birçok farklı klinik ortam için uygundur.
- Yüksek düzeyde hasta ve tedarikçi memnuniyeti sağlar.
- Ayakta Tedavi Prosedürü
- Tek kullanımlık cihazdır.
- Çift Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü seti, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12 numaralı steril Karman Kanülleri içerir.

## Alternatif İsimler

- Emme Aspiratörü
- Rahim Tahliye Hizmeti
- Aspirasyon Şırıngası
- Düşük Yönetim Kiti
- Jinekolojik Aspiratör
- Aspiratör Kit
- Manuel Rahim Aspiratörü
- Endometriyal Aspiratör



STERILE EO CE 1984

## KARMAN KANÜL

Ref: 208

208 04 Karman Kanül No: 4 208 05 Karman Kanül No: 5 208 06 Karman Kanül No: 6 208 07 Karman Kanül No: 7  
208 08 Karman Kanül No: 8 208 09 Karman Kanül No: 9 208 10 Karman Kanül No: 10 208 12 Karman Kanül No: 12

- Toplam Uzunluk: 22 cm.
- Pürüzsüz kanül yüzeyine sahiptir.
- Yuvarlak uçludur.
- Steril paket içerisinde ayrı ayrı paketlenmektedir.
- Kolay eşleşmeyi sağlayan adaptör ile aynı renk kodları mevcuttur.

## Alternatif İsimler

- MVA Kanülü
- Rahim İçi Emme Kanülü

## CERRAHİ KILIFLAR



STERILE EO CE 1984

## C-KOLLU SKOPİ KILIF SETİ (KLİPSLİ)

Ref: 227

227 04 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipsli (Büyük) 227 08 C-Kollu Kılıfı Seti Klipsli (Orta) 227 11 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipsli (Küçük)

- İki adet skopi kılıfı ve bir adet klipsli C kol kılıfı içerir.
- Makinenin kolu klipsli kılıf sayesinde kolayca örtülerek kontaminasyonun önüne geçilir.
- Sabitleyici klipsleri içerir.
- Ekipmanı tamamen sarar, kontaminasyonu engeller.
- Siemens, Philips, Ziehm ve GE C-Arm makineleriyle uyumludur.

## MİNİ C-KOLLU SKOPİ KILIFI

Ref: 227

227 33 Mini C-Kollu Skopi Kılıfı 137x160 cm (Küçük) 227 34 Mini C-Kollu Skopi Kılıfı 137x216 cm (Büyük)

- Ekipmanı tamamen sarar, kontaminasyonu engeller.
- Özel U şeklindeki tasarımı cihaza kolaylıkla uyum sağlar.
- Cihazı makineye düzgün bir şekilde sabitlemek için üç dayanıklı kuşak mevcuttur.
- Tüm Mini C Kollu modellerle uyumludur.

STERILE EO CE 1984





STERILE EO CE 1984

### C-KOLLU ÜNİVERSAL KORUMA KILIFI DÜZ KAPAMA

Ref: 227/291

227 09 C-Kollu Üniversal Koruma Kılıfı Düz Kapama 90x225 cm (Büyük)  
227 10 C-Kollu Üniversal Koruma Kılıfı Düz Kapama 90x300 cm (XL)

- Kolay uygulama için özel olarak katlanmıştır.
- Doğru uygulama için yön belirten etiketler mevcuttur.
- Cihazı makineye düzgün bir şekilde sabitlemek için iki dayanıklı kuşak mevcuttur.
- 8'den fazla farklı boyut mevcuttur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler • C-Kol Kılıfı

### C-KOLLU ÜNİVERSAL KORUMA KILIFI EĞİMLİ KAPAMA

Ref: 227

227 29 C-Kollu Üniversal Koruma Kılıfı Eğimli Kapama 75+42+200 cm  
227 38 C-Kollu Üniversal Koruma Kılıfı Eğimli Kapama 75+42+220 cm

- Kolay uygulama için özel olarak katlanmıştır.
- Makineye daha iyi uyum sağlaması için tasarlanmış eğimli uca sahiptir.
- 40 mikron kalınlığa sahiptir.
- Bir tarafı kapalı.
- Cihazı makineye sabitlemek için dayanıklı birden çok kuşak mevcuttur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler • C-Kollu Skopi Kılıfı • Uyarlanmış C-Kollu Kılıfı • Eğimli Uçlu C-Kollu Kılıfı

### C-KOLLU SKOPİ KILIFI SETİ (KLİPSSİZ)

Ref: 227

227 30 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 30x195 cm (Skopi Kılıfı 65 cm x Skopi Kılıfı 75 cm)  
227 31 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 30x195 cm (Floroskopi Kılıfı 75 x 75 cm)  
227 36 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 30x208 cm (Skopi Kılıfı 65 cm x Skopi Kılıfı 75 cm)  
227 37 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 32x208 cm (Floroskopi Kılıfı 80x75 cm x Floroskopi Kılıfı 65x65 cm)  
227 35 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 40x190 cm (Floroskopi Kılıfı 75x75)

- Kolay uygulama için özel olarak katlanmıştır.
- Kolay tanımlama için üst ve alt etiketler mevcuttur.
- 1 adet C kol kılıfı ve 2 adet Skopi/Floroskopi kılıfından oluşur.
- 5 farklı ebatta çeşitleri mevcuttur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.



STERILE EO CE 1984



STERILE EO CE 1984

### FLOROSKOPI KILIFI

Ref: 222 01

227 04 Floroskopi Kılıfı 75x75 cm 227 05 Floroskopi Kılıfı 75x90 cm 291 23 Floroskopi Kılıfı 90x75 cm

- Ref: 222 01: 90x60 cm standart ölçü (20'den fazla farklı boyut mevcuttur.)
- Tüm cihazlarla uyumludur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler • Dikdörtgen Lastikli Torba

### SKOPİ KILIFI

Ref: 227/291

291 10 Skopi Kılıfı Ø50 cm 291 11 Skopi Kılıfı Ø60 cm

- Ref. 227 01: Ø65 cm standart ölçü (20'den fazla farklı boyut mevcuttur.)
- Şeffaf: Kullanım sırasında cihazın çalışmasını engellemez.
- Tüm cihazlarla uyumludur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler • Dairesel Lastikli Torba • Lastikli Torba • Parlaklık Yükseltici Kılıfı  
• Görüntü Yoğunlaştırıcı Kılıfı • Bone Torba

### KARTONLU KAMERA KILIFI

Ref: 202

202 15 Kartonlu Kamera Kılıfı 14x140 cm 202 01 Kartonlu Kamera Kılıfı 14x250 cm 202 25 Kartonlu Kamera Kılıfı 14x300 cm  
202 17 Kartonlu Kamera Kılıfı 18x250 cm 202 27 Kartonlu Kamera Kılıfı 18x300 cm

- Merkezi asma deliğine sahiptir.
- Teleskopik olarak katlanmıştır.
- Tek kat kalınlığı 40 mikrondur.
- Sekiz katlı katlama, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçmesini sağlar.
- Tüm endoskopik kameralarla uyumludur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler • Tek Kullanımlık Endoskopi Kamera Kılıfı • Steril Endoskopi Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984





STERILE EO CE 1984

### KARTONLU KAMERA KILIFI ELASTİK UÇLU (MAVİ)

Ref: 202 07

202 28 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 14x140 cm  
202 37 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 14x300 cm  
202 30 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 18x300 cm

202 07 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 14x250 cm  
202 20 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 18x250 cm

- Özel tasarımı elastik uç kolay uygulama sağlar.
- Teleskopik olarak katlanmıştır.
- Tek kat kalınlığı 40 mikrondur.
- Sekiz katlı katlama, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçmesini sağlar.
- Tüm kamera modelleriyle uyumludur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler

- Tek Kullanımlık Endoskopi Kamera Kılıfı
- Steril Endoskopi Kamera Kılıfı

### KARTONLU KAMERA KILIFI ELASTİK UÇLU (BEYAZ)

Ref: 202 07

202 07WE Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 14x250 cm  
202 37WE Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 14x300 cm  
202 20WE Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 18x250 cm  
202 30WE Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 18x300 cm

- Özel tasarımı elastik uç kolay uygulama sağlar.
- Teleskopik olarak katlanmıştır.
- Tek kat kalınlığı 40 mikrondur.
- Sekiz kat katlama, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçmesini sağlar.
- Tüm kamera modelleriyle uyumludur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler

- Tek Kullanımlık Endoskopi Kamera Kılıfı
- Steril Endoskopi Kamera Kılıfı

### AKORDEON KATLI KAMERA KILIFI

Ref: 202

202 21 Akordeon Katlı Kamera Kılıfı 14x250 cm  
202 22 Akordeon Katlı Kamera Kılıfı 14x300 cm

- Merkezi asma deliğine sahiptir.
- Akordeon olarak katlanmıştır.
- Tek kat kalınlığı 40 mikrondur.
- Tüm kamera modelleriyle uyumludur.
- Karton parça, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçmesini sağlar.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler

- Körüklü Katlama Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984



STERILE EO CE 1984

### ÇEMBERLİ KAMERA KILIFI

Ref: 202 02

202 02 Çemberli Kamera Kılıfı 14x250 cm

- Hızlı uygulama için özel olarak katlanmıştır.
- Piyasadaki diğer kamera kılıflarından daha büyük orta deliğe sahiptir.
- Kolayca sabitlemek için yapışkan bantlara sahiptir. (Her ürünle birlikte ekstra bant sağlanır.)
- Açık ve üçgen kesim uçları mevcuttur.

Alternatif İsimler

- Tek Kullanımlık Endoskopi Halkası Kamera Kılıfı

### ÇEMBERLİ KAMERA KILIFI ELASTİK UÇLU

Ref: 202 09

202 09 Çemberli Kamera Kılıfı Elastik Uçlu Mavi 14x250 cm  
202 31 Çemberli Kamera Kılıfı Elastik Uçlu Mavi 15x250 cm  
202 09WE Çemberli Kamera Kılıfı Elastik Uçlu Beyaz 14x250 cm

- Özel tasarımı elastik uç kolay uygulama sağlar.
- Hızlı uygulama için özel olarak katlanmıştır.
- Piyasadaki diğer kamera kılıflarından daha büyük orta deliğe sahiptir.
- Kolayca sabitlemek için yapışkan banta sahiptir.
- Mavi ve beyaz elastik uçlar mevcuttur.

Alternatif İsimler

- Tek Kullanımlık Endoskopi Çemberli Kamera Kılıfı Elastik Uçlu



STERILE EO CE 1984

### KAPALI SİSTEM KAMERA KILIFI

Ref: 202 41

202 41 Kapalı Sistem Kartonlu Kamera Kılıfı Mercekli 14x250 cm  
202 44 Kapalı Sistem Çemberli Kamera Kılıfı Mercekli 15x250 cm

- Merkezi asma deliğine sahiptir.
- Teleskopik olarak katlanmıştır.
- Kartonlu ve çemberli çeşidi mevcuttur.
- Sekiz katmanlı katlama, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçmesini sağlar.
- İşlem sırasında steril alanı bozmadan endoskopların kolayca değiştirilmesine olanak sağlar.
- Kolay açılır, yaylı kilitleme mekanizmalı kenetleme sistemine sahiptir.
- Prosedür süresini ve geri dönüş süresini azaltır.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

Alternatif İsimler

- Kapalı Sistem Bağlayıcı Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984



## MİKROSKOP KILIFI


Ref: 204

204 01 Mikroskop Kılıfı (48 mm Düz Cam) 204 02 Mikroskop Kılıfı (65 mm Eğik Cam)  
204 03 Mikroskop Kılıfı (68 mm Düz Cam) 204 07 Mikroskop Kılıfı (65 mm Eğik Cam)

- Kolay uygulama için özel katlamaya sahiptir.
- Süper şeffaf lens sistemi mevcuttur.
- Yapışkan kuşaklar örtüyü güvenli bir şekilde yerine sabitler.
- Cihazın üzerinde kılıf takılıken aksesuarların kullanımı kolaydır.
- Carl Zeiss, Leica ve Moller-Wedel ameliyat mikroskobu modelleriyle uyumludur.
- 50'den fazla farklı boyut mevcuttur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.



STERILE EO CE 1984



STERILE EO CE 1984



STERILE EO CE 1984

## BONE MİKROSKOP KILIFI

Ref: 293

293 03 Bone Mikroskop Kılıfı 65 mm Eğik Cam 40x34 cm  
293 04 Bone Mikroskop Kılıfı 65 mm Eğik Cam 76x60 cm

- Kolay uygulama için özel katlamaya sahiptir.
- Süper şeffaf lens sistemi mevcuttur.
- Kolay uygulama ve yerleştirme için elastikleştirilmiş açıklık bulunur.
- 70 mikron kalınlığına sahiptir
- Mikroskopun tamamının örtülmesine gerek olmadığına diğer modellere kıyasla daha uygun fiyatlıdır.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

## MİKROSKOP EL TUTAMAÇ KILIFI

Ref: 293

293 01 Mikroskop El Tutamaç Kılıfı (Oval Uçlu) 2x: 14x31cm  
293 02 Mikroskop El Tutamaç Kılıfı (Üçgen Uçlu) 2x: 15x36cm

- Ameliyat mikroskop tutamaçlarının steril kalması için idealdir.
- Oval uç ve üçgen uç seçenekleri mevcuttur.
- Steril poşet içerisinde 2 adet ürün bulunur.
- Her koruyucuda kolay uygulama için 2 adet cırt bant bulunur.
- Ayrı olarak veya mikroskop kılıfıyla birlikte satılır.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretilebilir.

## PE PROB KILIFI / PE PROB KILIFI SETİ

Ref:309

309 01 PE/309 01 PES Prob Kılıfı 8x61 cm 309 02 PE/309 02 PES Prob Kılıfı 10x61 cm 309 03 PE/309 03 PES Prob Kılıfı 10x122 cm  
309 04 PE/309 04 PES Prob Kılıfı 13x61 cm 309 05 PE/309 05 PES Prob Kılıfı 13x122 cm 309 06 PE/309 06 PES Prob Kılıfı 13x244 cm  
309 07 PE/309 07 PES Prob Kılıfı 15x61 cm 309 08 PE/309 08 PES Prob Kılıfı 15x122 cm 309 09 PE/309 09 PES Prob Kılıfı 15x230 cm  
309 10 PE/309 10 PES Prob Kılıfı 18x30 cm 309 11 PE/309 11 PES Prob Kılıfı 18x60 cm 309 12 PE/309 12 PES Prob Kılıfı 18x90 cm  
309 13 PE/309 13 PES Prob Kılıfı 18x120 cm 309 14 PE/309 14 PES Prob Kılıfı 18x250 cm

- Kolay uygulama için özel olarak katlanmıştır.
- Polietilen malzemeden üretilmiştir.
- Tek kat kalınlığı 40 mikrondur.
- Kılıflar setlerden ayrı olarak paketlenilebilir.
- Paket içerisinde steril ultrason jeli, 3 adet lastik bant, yapışkan bantlar bulunmaktadır.
- Talep üzerine özelleştirilmiş boyutlar mevcuttur.



STERILE EO CE 1984

Alternatif İsimler

- Ultrason Probu Kılıfı

## AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI EL TUTAMAÇ KILIFI

Ref: 308

308 01 Ameliyathane Tavan Lambası El Tutamaç Kılıfı (Kısa) 308 02 Ameliyathane Tavan Lambası El Tutamaç Kılıfı (Uzun)

- Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) film ve birbirine geçmeli iki plastik halkadan oluşur.
- Kısa (135 mm) ve uzun (165 mm) versiyonları mevcuttur.
- Her boyuttaki farklı ameliyathane tavan lambaları ile uyumludur.
- İç halkada, tavan lambası kolunu kavrayacak ve düşmesini önleyecek özel tasarımı dişler bulunmaktadır.

Alternatif İsimler

- Ameliyathane Lambası El Tutamaç Kılıfı



STERILE EO CE 1984





STERILE EO CE 1984

### ENDOSKOPI TORBASI

Ref: 279

279 01 Endoskopi Torbası (Orta) 279 02 Endoskopi Torbası (Büyük)

- Patent korumalıdır.
- Steril endoskop saklamak için iç naylon ve ters çevrilebilir taşıma torbasından oluşur.
- İçeriği kolayca tanımlamak için şeffaf alan mevcuttur.
- Yeşil ve kırmızı çizgiler, temiz (Yeşil) veya kirlili (Kırmızı) olduğunun kolayca ayırt edilebilmesi içindir.
- Enfeksiyonun yayılma riskini azaltmak için kirlili ekipmanı tamamen sarar.
- Torbanın kapatılması kontaminasyonu önler.

Alternatif İsimler

- Endoskop Taşıma Torbası
- Endoskop İşlem Torbası

### ENDOSKOPI AĞIZLIĞI

Ref: 207

207 09 Endoskopi Ağızlığı Lastikli Dış Korumalı Yetişkin  
 207 10 Endoskopi Ağızlığı Lastikli Çocuk  
 207 11 Endoskopi Ağızlığı Lastiksiz Çerçevesiz Dış Korumalı Lastiksiz  
 207 12 Endoskopi Ağızlığı Oksijen Girişli Lastiksiz  
 207 13 Endoskopi Ağızlığı Çerçevesiz Dış Korumasız  
 207 14 Endoskopi Ağızlığı Econobite  
 207 15 Endoskopi Ağızlığı Oksijen Girişli Lastikli  
 207 16 Endoskopi Ağızlığı Dış Korumasız Lastikli  
 207 17 Endoskopi Ağızlığı Lastiksiz Dış Korumalı Çerçevesiz

- Pürüzsüz kenarlar ve pürüzsüz geçiş yüzeyi.
- Silikon dış koruyucu.
- İşlem sırasında rahatça yerine sabitlenmesi için lastik.
- Ağız anatomisine uygundur.
- Farklı boyutlardaki endoskoplara uyar. (Çocuk ve yetişkin versiyonları mevcuttur.)
- Oksijen Girişli Endoskopi Ağızlığı, oksijen girişinden oksijen verilmesini sağlar.

Alternatif İsimler

- Endoskopi Ağız Koruyucusu
- Endoskopi Isırma Engelleyici



CE LATEX



STERILE EO CE 1984

### MUKUS TOPLAMA KABI

Ref: 229

229 01 Mukus Toplama Kabi 40 ml 229 03 Mukus Toplama Kabi 100 ml  
 229 02 Mukus Toplama Kabi 20 ml 229 04 Mukus Toplama Kabi 15 ml

- 4-20 ch arası tüm aspirasyon kateterleriyle uyumludur.
- Hasta bilgileri için etiket bulunur.
- İlave bir kapak ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
- Geçici kullanıma sahip, sterilize edilmiş tek kullanımlık cihaz.
- Mukus toplama kabımız, çift girişli kapaklı 40 ml'lik hazne, konik konnektör ve hortumdan oluşur. (Hortum Uzunluğu 12 cm'dir.)
- Bir hazne, çift girişli kapak, kapaklı konnektör, konik konnektör ve iki bağlantı hortumundan oluşur.

Alternatif İsimler

- Mukus Emici
- Mukus Çıkarıcı
- Mukus Çekme Kabi
- Mukus Toplayıcı
- Mukus Emme Pompası

### MUKUS TOPLAMA KABI HORTUMLU

Ref: 305 01

- İşlemden sonra kap, hortum kullanılarak kolayca kapatılabilir.
- 4-20 ch arası tüm aspirasyon kateterleriyle uyumludur.
- 40 ml'ye kadar aspirasyon kapasitesine sahiptir.
- Açıkça tanımlanmış doğru ölçek mevcuttur.
- Hasta bilgileri için etiket bulunur.
- İlave bir kapak ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Alternatif İsimler

- Tüplü Mukus Çıkarıcı
- Mukus Toplayıcı
- Tüplü Mukus Numune Toplayıcı
- Lukens Tuzağı

### ARTROSKOPI SETİ

Ref: 203

203 01 Artroskopi Seti Puarlı 203 02 Artroskopi Seti

- Y-Tip irrigasyon seti
- Hava girişsiz delme uçları
- Mandallar
- Y-konnektör
- Hava tahliye kapağı

Alternatif İsimler

- Artroskopi Sıvısı Yönetim Cihazı (İrigasyon Konsolu Aksesuarı)
- Sistoskopi Seti



STERILE EO CE 1984



## STERİL KURU CERRAHİ TIRNAK FIRÇASI

Ref: 205 03

- Ergonomik fırça tasarımı (48x79x34 mm).
- Kolay açılır paket.
- Cilt tahrişini önlemek için yumuşak kıllar.
- Törpülü ve törpüsüz seçenekleri mevcuttur.
- Pürüzsüz ve yumuşak sünger 90 ml'ye kadar sıvıyı emer.
- Yalnızca harici kullanım içindir.

## Alternatif İsimler

- Tek Kullanımlık Cerrahi Fırça
- Steril Cerrahi Fırça
- Steril Kuru Cerrahi Fırça

## DEZENFEKTANLI CERRAHİ TIRNAK FIRÇASI

Ref: 205

205 01 %4 Klorheksidin Glukonat Emdirilmiş Tek Kullanımlık Cerrahi Tırnak Fırçası  
205 02 %7,5 Povidon-İyot Emdirilmiş Tek Kullanımlık Cerrahi Tırnak Fırçası

- Ergonomik fırça tasarımı sayesinde kullanımı kolaydır.
- Kolay açılır paket.
- Cilt tahrişini önlemek için yumuşak kıllar.
- Törpülü ve törpüsüz seçenekleri mevcuttur.
- Pürüzsüz ve yumuşak sünger 90 ml'ye kadar sıvıyı emer.
- Klorheksidin Glukonat ve Povidon-İyot emdirilmiş seçenekleri mevcuttur.
- Yalnızca harici kullanım içindir.

## Alternatif İsimler

- Emdirilmiş Ovalama Fırçası
- Emdirilmiş Cerrahi Fırça
- Cerrahi Fırça
- Cerrahi Sünger



BIOCIDAL



## VALFLİ İDRAR TORBASI

Ref: 225

225 01 Valfli İdrar Torbası  
225 03 Valfli İdrar Torbası Musluklu

- 1500 ml Ölçü Skalası: İdrar miktarı rahatlıkla takip edilebilir.
- Gelişmiş valf sistemi (dökülme yok, sızıntı yok).
- Kolay boşaltma için musluk sistemi mevcuttur. (Opsiyonel)
- Anatomik olarak hem erkek hem de kadınların kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Özel tutamaç sistemi torbanın istenilen yere kolaylıkla asılabilmesini sağlar.

## SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI (SFT) FİLTRELİ AĞIZLIK

Ref: 273

273 01 SFT 33 mm      273 02 SFT 30 mm      273 03 SFT 33 mm      273 04 SFT 30 mm Mandallı  
273 05 SFT 26 mm      273 06 SFT 26 mm Mandallı      273 07 SFT 33 mm Mandallı (Büyük)      273 08 SFT 30 mm Mandallı (Büyük)  
273 09 SFT 33 mm (Büyük)      273 10 SFT 30 mm (Büyük)

- Elektrostatik malzemeden üretilmiştir.
- Bakteriyel Filtre Verimlilik Testi (BFE) %99,99.
- Viral Filtrasyon Verimliliği Testi (VFE) %99,99.
- Ambalajını açmak kolaydır.
- Kayıp alan 50 ml'den azdır.
- Kimyasal yapıştırıcılar kullanılmadan üretilmiştir.
- Burun Mandallı veya Mandalsız seçenekleri mevcuttur.

## Alternatif İsimler


- Spirometri Ağızlığı

## VALFLİ KUSMUK TORBASI

Ref: 228

228 05 Valfli Kusmuk Torbası Şeffaf  
228 06 Valfli Kusmuk Torbası Beyaz

- Temiz ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
- Karton ağızlık ve naylon torbadan oluşur.
- Torba kısmında ürün bilgisi ve kalibre edilmiş ölçü skalası bulunmaktadır.
- Torba kısmı şeffaf ve beyaz olmak üzere 2 modeli mevcuttur.
- Ağız kısmında sıvı veya koku sızıntısını önlemek amacıyla valf sistemi bulunmaktadır.



CE 1984



CE 1984



