medbar®

Medbar Tıbbi Malzemeler Tur. San. ve Tic. A.Ş.
1142 Sk. No:35 Sarnıç Gaziemir - İzmir / Türkiye

T: 444 11 76
ST: +90 232 281 60 03
F: +90 232 281 66 48
info@medbar.com.tr

www.medbar.com.tr



Tecrübe, Kalite ve Teknoloji

45 yılı aşkın tecrübemizle sürekli olarak daha iyi çözümler için çalışıyoruz.

medbar®

info@medbar.com.tr
www.medbar.com.tr


Bugün itibariyle Medbar'ın 200'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve dünyada
70'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
"Sağlık sürecine katkımızı en üst düzeye çıkararak yaşam kalitesini artırmak"
vizyonumuzla büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz.
medbar®



STERILE EO CE 1984

SİLİNDİRİK DAMLA AYAR SETİ — Ref: 133

133 01 Silindirik Damla Ayar Seti
133 02 Silindirik Damla Ayar Seti Uzun
133 03 Silindirik Damla Ayar Seti Döner Luer Lock
133 04 Silindirik Damla Ayar Seti Y Portsuz
133 05 Silindirik Damla Ayar Seti İğne Girişsiz

- Yerçekimi prensibiyle çalışma.
- 5–250 mL/saat akış hızı ayar aralığı.
- Talebe göre farklı akış hızı aralıkları. (5-250 ml/saat aralığında)
- Doğru ve stabil akış hızı.
- Üniversal erkek ve dişi luer bağlantıları.
- İğneli veya iğnesiz Y-port enjeksiyon seçenekleri.
- 47 cm standart set uzunluğu.
- Talebe göre farklı hortum uzunluğu seçenekleri.

Alternatif İsimler • Akış Regülatörü • Hassas Akış Cihazı • Akış Kontrolü



STERILE EO CE 1984

DAMLA AYAR SETİ — Ref: 233

233 01 Damla Ayar Seti
233 02 Damla Ayar Seti Uzun
233 03 Damla Ayar Seti Döner Luer Lock
233 04 Damla Ayar Seti Y Portsuz
233 05 Damla Ayar Seti İğne Girişsiz

- Yerçekimi prensibiyle çalışma.
- 2–350 mL/saat akış hızı ayar aralığı.
- Doğru ve stabil akış hızı.
- Üniversal erkek ve dişi luer bağlantıları.
- İğneli veya iğnesiz Y-port enjeksiyon seçenekleri.
- 47 cm standart set uzunluğu.
- Talebe göre farklı hortum uzunluğu seçenekleri.

Alternatif İsimler • Akış Regülatörü • Hassas Akış Cihazı • Akış Kontrolü



STERILE EO CE 1984

UZATMA HATTI (250 PSI) — Ref: 294

294 01 Uzatma Hattı 250 PSI 30 cm (M/F)
294 02 Uzatma Hattı 250 PSI 50 cm (M/F)
294 03 Uzatma Hattı 250 PSI 60 cm (M/F)
294 04 Uzatma Hattı 250 PSI 75 cm (M/F)
294 05 Uzatma Hattı 250 PSI 90 cm (M/F)
294 06 Uzatma Hattı 250 PSI 100 cm (M/F)
294 07 Uzatma Hattı 250 PSI 120 cm (M/F)
294 08 Uzatma Hattı 250 PSI 150 cm (M/F)

- 2,70–4,10 mm standart çap.
- 30–150 cm arası farklı uzunluk seçenekleri.
- Erkek/dişi (M/F) ve erkek/erkek (M/M) konnektör seçenekleri.
- Üniversal erkek ve dişi luer bağlantıları.
- 250 PSI (17 bar) basınca kadar dayanım.



STERILE EO CE 1984

BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI (800 PSI) — Ref: 295

295 01 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 30 cm (M/F)
295 02 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 50 cm (M/F)
295 03 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 60 cm (M/F)
295 04 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 75 cm (M/F)
295 05 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 90 cm (M/F)
295 06 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 100 cm (M/F)
295 07 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 120 cm (M/F)
295 08 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 800PSI 150 cm (M/F)

- 1,50–3,00 mm standart çap.
- 30–150 cm arası farklı uzunluk seçenekleri.
- Erkek/dişi (M/F) ve erkek/erkek (M/M) konnektör seçenekleri.
- Üniversal erkek ve dişi Luer bağlantıları.
- İnfüzyon uygulamalarına uygun tasarım.
- 800 PSI (55 bar) basınca kadar dayanım.



STERILE EO CE 1984

BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI (1200 PSI) — Ref: 297

297 01 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 1200 PSI 100 cm (M/F)
297 03 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 1200 PSI 120 cm (M/F)
297 05 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 1200 PSI 150 cm (M/F)
297 07 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 1200 PSI 180 cm (M/F)
297 09 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 1200 PSI 200 cm (M/F)
297 11 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 1200 PSI 250 cm (M/F)
297 13 Basınca Dayanıklı Uzatma Hattı 1200 PSI 300 cm (M/F)

- 1,50–4,10 mm standart çap.
- 100–300 cm arası farklı uzunluk seçenekleri.
- Erkek/dişi (M/F) ve erkek/erkek (M/M) konnektör seçenekleri.
- Üniversal erkek ve dişi Luer bağlantıları.
- İnfüzyon uygulamalarına uygun tasarım.
- 1200 PSI (83 bar) basınca kadar dayanım.

Alternatif İsimler • Bağlantı Hattı • Uzatma Seti • Bağlantı Seti



STERILE EO CE 1984

TEK VALFLİ KARMAN KANÜL MANUEL VAKUM ASPİRATÖRÜ — Ref: 209

209 01 Tek Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü Set (Aspiratör + Kanüller)
209 04 Tek Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü (Kanülsüz)

- Stabil vakum: Her bir aspiratör için ayrı vakum performans kontrolü.
- 60 cc enjektörde 610-660 mm/Hg vakum oluşturma kapasitesi.
- Ekstra O-ring, durdurucu halka ve 2cc silikon yağ içerir.
- Güvenli ve etkili.
- Ayakta Tedavi Prosedürüne uygun.
- Uygun fiyatlı.
- Yüksek düzeyde hasta ve tedarikçi memnuniyeti.
- Taşınabilir.
- Tek kullanımlık cihaz.
- Birçok farklı klinik ortamda kullanım.
- Tek Valfli Karmen Kanül Manüel Vakum Aspiratörü seti 4, 5 ve 6 numaralı steril Karman Kanüller içerir.

Alternatif İsimler

- Emme Aspiratörü
- Rahim Tahliye Hizmeti
- Aspirasyon Şırıngası
- Düşük Yönetim Kiti
- Jinekolojik Aspiratör
- Aspiratör Kit
- Manuel Rahim Aspiratörü
- Endometriyal Aspiratör



STERILE EO CE 1984

ÇİFT VALFLİ KARMAN KANÜL MANUEL VAKUM ASPİRATÖRÜ — Ref: 209

209 02 Çift Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü Set (Aspiratör + Kanüller)
209 05 Çift Valfli Karman Kanül Manuel Vakum Aspiratörü (Kanülsüz)

- Stabil vakum: Her bir aspiratör için ayrı vakum performans kontrolü.
- 60 cc enjektörde 610-660 mm/Hg vakum oluşturma kapasitesi.
- Kanüllere uygun adaptörler, ekstra O-ring, ekstra durdurucu halka ve 2cc silikon yağ içerir.
- Güvenli ve etkili.
- Ayakta Tedavi Prosedürüne uygun.
- Uygun fiyatlı.
- Yüksek düzeyde hasta ve tedarikçi memnuniyeti.
- Taşınabilir.
- Tek kullanımlık cihaz.
- Birçok farklı klinik ortamda kullanım.
- Çift Valfli Karmen Kanül Manüel Vakum Aspiratörü seti 6, 7, 8, 9, 10 ve 12 numaralı steril Karman Kanüller içerir.

Alternatif İsimler

- Emme Aspiratörü
- Rahim Tahliye Hizmeti
- Aspirasyon Şırıngası
- Düşük Yönetim Kiti
- Jinekolojik Aspiratör
- Aspiratör Kit
- Manuel Rahim Aspiratörü
- Endometriyal Aspiratör



STERILE EO CE 1984

KARMAN KANÜL — Ref: 208

208 04 Karman Kanül No: 4
208 05 Karman Kanül No: 5
208 06 Karman Kanül No: 6
208 07 Karman Kanül No: 7
208 08 Karman Kanül No: 8
208 09 Karman Kanül No: 9
208 10 Karman Kanül No: 10
208 12 Karman Kanül No: 12

- Toplam Uzunluk: 22 cm.
- Pürüzsüz kanül yüzeyi.
- Yuvarlak uçlu.
- Her ürün, steril ambalaj içerisinde tekli olarak paketlenmiştir.
- Kolay eşleşmeyi sağlayan adaptör ile eşleşen renk kodları.

Alternatif İsimler

- MVA Kanülü
- Rahim İçi Emme Kanülü

CERRAHİ KILIFLAR



STERILE EO CE 1984

C-KOLLU SKOPİ KILIF SETİ (KLİPSLİ) — Ref: 227

227 04 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipsli (Büyük)
227 08 C-Kollu Kılıfı Seti Klipsli (Orta)
227 11 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipsli (Küçük)

- İki adet floroskopi kılıfı ve bir adet klipsli C kol kılıfı içerir. Klipsli
- kılıf sayesinde kolayca örtülerek kontaminasyonu önleme
- Ekipman mükemmel şekilde sarılarak kontaminasyon önlenir.
- Siemens, Philips, Ziehm ve GE C-Arm makineleriyle uyumlu.



STERILE EO CE 1984


MİNİ C-KOLLU SKOPİ KILIFI — Ref: 227

227 33 Mini C-Kollu Skopi Kılıfı 137x160 cm (Küçük)
227 34 Mini C-Kollu Skopi Kılıfı 137x216 cm (Büyük)

- Ekipmanı mükemmel şekilde sararak kontaminasyonu önleme.
- Özel U şeklindeki tasarımı sayesinde cihaza kolaylıkla uyum sağlama.
- Cihazı makineye düzgün bir şekilde sabitlemek için üç dayanıklı kuşak.
- Tüm Mini C Kollu modellerle uyumlu.

Alternatif İsimler

- C-Kollu Skopi Örtüsü
- C-Kollu Skopi Steril Kılıfı
- Tek Kullanımlık C-Kollu Skopi Kılıfı



STERILE EO CE 1984

C-KOLLU ÜNİVERSAL KORUMA KILIFI DÜZ KAPAMA — Ref: 227

227 09 C-Kollu Üniversal Koruma Kılıfı Düz Kapama 90x225 cm
227 10 C-Kollu Üniversal Koruma Kılıfı Düz Kapama 90x300 cm (XL)

- Kolay uygulama için özel katlama.
- Doğru uygulama için yön belirten etiketler.
- Bir tarafı kapalı.
- Cihazı makineye düzgün bir şekilde sabitlemek için iki dayanıklı kuşak.
- 8'den fazla farklı boyut mevcuttur.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler • C-Kollu Skopi Kılıfı • Üniversal C-Kollu Skopi Kılıfı



STERILE EO CE 1984

C-KOLLU SKOPİ KILIFI SETİ (KLİPSSİZ) — Ref: 227

227 31 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 32x195 cm (2 Adet Floroskopi Kılıfı 75 x 75 cm)
227 56 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 32x207 cm (2 Adet Floroskopi Kılıfı 75 x 75 cm)
227 57 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 32x207 cm (Floroskopi Kılıfı 75 x 75 cm ve Floroskopi Kılıfı 55 x 75 cm)
227 58 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 32x207 cm (Floroskopi Kılıfı 80 x 100 cm ve Floroskopi Kılıfı 75 x 75 cm)
227 60 C-Kollu Skopi Kılıfı Seti Klipssiz 32x207 cm (2 Adet Skopi Kılıfı Çap 65)

- Kolay uygulama için özel katlama.
- Kolay tanımlama için üst ve alt etiketler.
- 1 adet C kol kılıfı ve 2 adet Skopi/Floroskopi kılıfından oluşur.
- 5 farklı ebatta çeşit.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler • 3 Parça C-Kollu Skopi Kılıfı Seti • C Kollu Floroskopi Kılıf Seti



STERILE EO CE 1984

FLOROSKOPİ KILIFI — Ref: 222

222 01 Floroskopi Kılıfı 90x60 cm
222 04 Floroskopi Kılıfı 75x75 cm
222 05 Floroskopi Kılıfı 75x90 cm
222 22 Floroskopi Kılıfı 90x75 cm

- Standart ölçü 90×60 cm olmak üzere 20'den fazla farklı ölçüde çeşit.
- Tüm cihazlarla uyumlu.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler • Dikdörtgen Lastikli Torba



STERILE EO CE 1984

SKOPİ KILIFI — Ref: 291

291 03 Skopi Kılıfı Ø 65 cm
291 10 Skopi Kılıfı Ø 50 cm
291 11 Skopi Kılıfı Ø 60 cm
291 12 Skopi Kılıfı Ø 70 cm
291 13 Skopi Kılıfı Ø 80 cm
291 14 Skopi Kılıfı Ø 55 cm

- Ref. 291-03: Ø 65 cm standart ölçü (20'den fazla farklı boyut mevcut)
- Şeffaf, kullanım sırasında cihazın çalışmasını engellemez.
- Tüm cihazlarla uyumlu.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler • Dairesel Lastikli Torba • Lastikli Torba • Parlaklık Yükseltici Kılıfı • Görüntü Yoğunlaştırıcı Kılıfı • Bone Torba



STERILE EO CE 1984

KARTONSUZ KAMERA KILIFI — Ref: 202

202 06 Kartonsuz Kamera Kılıfı 14*250 cm
202 13 Kartonsuz Kamera Kılıfı 18*250 cm
202 35 Kartonsuz Kamera Kılıfı Mavi Elastik Uçlu 18*250 cm

- Teleskopik katlama.
- Tek kat kalınlığı 40 mikron.
- Sekiz katlı katlama, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçiş.
- Tüm endoskopik kameralarla uyumlu.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler • Tek Kullanımlık Endoskopi Kamera Kılıfı • Steril Endoskopi Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984

KARTONLU KAMERA KILIFI — Ref: 202

202 01 Kartonlu Kamera Kılıfı 14x250 cm
202 10 Kartonlu Kamera Kılıfı 15x250cm
202 17 Kartonlu Kamera Kılıfı 18x250 cm
202 25 Kartonlu Kamera Kılıfı 14x300 cm
202 27 Kartonlu Kamera Kılıfı 18x300 cm

- Merkezi asma deliği.
- Teleskopik katlama.
- Tek kat kalınlığı 40 mikron.
- Sekiz katlı katlama, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçiş.
- Tüm endoskopik kameralarla uyumlu.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler • Tek Kullanımlık Endoskopi Kamera Kılıfı • Steril Endoskopi Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984

KARTONLU KAMERA KILIFI ELASTİK UÇLU (MAVİ) Ref: 202

202 07 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 14x250 cm
202 19 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 15x250 cm
202 20 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 18x250 cm
202 30 Kartonlu Kamera Kılıfı Elastik Uçlu 18x300 cm

- Kolay uygulama için özel tasarımlı elastik uç.
- Teleskopik katlama.
- Merkezi asma deliği.
- Tek kat kalınlığı 40 mikron.
- Sekiz katlı katlama, kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçiş.
- Tüm kamera modelleriyle uyumlu.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler
- Tek Kullanımlık Endoskopi Kamera Kılıfı
- Steril Endoskopi Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984

AKORDEON KATLI KAMERA KILIFI Ref: 202

202 21 Akordeon Katlı Kamera Kılıfı 14x250 cm

- Merkezi asma deliği.
- Akordeon katlama.
- Tek kat kalınlığı 40 mikron.
- Tüm kamera modelleriyle uyumlu.
- Kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçişi için karton parça.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler
- Körüklü Katlama Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984

ÇEMBERLİ KAMERA KILIFI Ref: 202

202 02 Çemberli Kamera Kılıfı 14x250 cm
202 51 Çemberli Kamera Kılıfı Perfore Uçlu 14x250 cm

- Hızlı uygulama için özel katlama.
- Piyasadaki diğer kamera kılıflarından daha büyük asma deliği.
- Kolayca sabitlemek için yapışkan bantlar (Her ürün ile ekstra bant sağlanır.)
- Açık ve üçgen kesim uçları mevcut.

Alternatif İsimler
- Tek Kullanımlık Endoskopi Halkası Kamera Kılıfı



STERILE EO CE 1984



STERILE EO CE 1984



STERILE EO CE 1984

ÇEMBERLİ KAMERA KILIFI ELASTİK UÇLU Ref: 202

202 09 Çemberli Kamera Kılıfı Elastik Uçlu Mavi 14x250 cm

- Kolay uygulama için özel tasarımlı elastik uç.
- Hızlı uygulama için özel katlama.
- Piyasadaki diğer kamera kılıflarından daha büyük asma deliği.
- Kolayca sabitlemek için yapışkan bant.

Alternatif İsimler
- Tek Kullanımlık Endoskopi Çemberli Kamera Kılıfı Elastik Uçlu

KAPALI SİSTEM KAMERA KILIFI Ref: 202

202 41 Kapalı Sistem Kartonlu Kamera Kılıfı 14x250 cm
202 43 Kapalı Sistem Kartonlu Kamera Kılıfı 18x250 cm
202 45 Kapalı Sistem Çemberli Kamera Kılıfı 14x250 cm

- Merkezi asma deliği.
- Teleskopik katlama.
- Kartonlu ve çemberli çeşidi mevcut.
- Kılıfın kamera üzerinden daha kolay ve daha hızlı geçişi için sekiz katmanlı katlama.
- İşlem sırasında steril alanı bozmadan endoskopların kolayca değiştirilmesine olanak sağlama.
- Kolay açılma için yaylı kilitleme mekanizmalı kenetleme sistemi.
- Prosedür süresini ve geri dönüş süresini azaltma.
- Talep doğrultusunda farklı boyutlarda üretim seçeneği.

Alternatif İsimler
- Kapalı Sistem Endoskopik Kamera Kılıfı

AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI EL TUTAMAÇ KILIFI Ref: 308

308 01 Ameliyathane Tavan Lambası El Tutamaç Kılıfı (Kısa)
308 02 Ameliyathane Tavan Lambası El Tutamaç Kılıfı (Uzun)

- Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) film yapı.
- Birbirine geçmeli iki plastik halkadan oluşan tasarım.
- 135 mm kısa ve 165 mm uzun versiyon seçenekleri.
- Farklı ameliyathane tavan lambası modelleriyle kullanıma uygun tasarım.
- Tavan lambası kolunu kavramaya yardımcı özel tasarımlı iç halka.
- Kullanım sırasında kılıfın kaymasını veya düşmesini azaltmaya yardımcı kavrama dişleri.

Alternatif İsimler
- Ameliyathane Lambası El Tutamaç Kılıfı



STERILE EO CE 1984

MİKROSKOP KILIFI Ref: 204

204 01 Mikroskop Kılıfı 48 mm Düz Cam 122x225 cm
204 06 Mikroskop Kılıfı 65 mm Eğik Cam 117x305 cm
204 21 Mikroskop Kılıfı 68 mm Düz Cam 122x300 cm
204 85 Mikroskop Kılıfı 68 mm Eğik Cam Elastomer 115x260 cm
204 86 Mikroskop Kılıfı 65 mm Eğik Cam Elastomer 122x305 cm
204 87 Mikroskop Kılıfı 68 mm Eğik Cam Elastomer 117x203 cm

- Kolay ve hızlı uygulamayı destekleyen özel katlama tasarımı.
- Net görüntü aktarımını destekleyen şeffaf lens sistemi.
- Kılıfın cihaz üzerinde sabitlenmesine yardımcı yapışkan kuşaklar.
- Kılıf takılı durumdayken aksesuar kullanımına uygun tasarım.
- Carl Zeiss, Leica ve Moller-Wedel ameliyat mikroskobu modelleriyle uyumlu seçenekler.
- 50'den fazla farklı ölçü seçeneği.
- Talebe göre farklı ölçülerde üretim imkânı.

Alternatif İsimler

- Ameliyat Mikroskobu Kılıfı
- Cerrahi Mikroskop Örtüsü
- Mikroskop Koruyucu Kılıfı
- Cerrahi Mikroskop Steril Kılıfı



STERILE EO CE 1984

MİKROSKOP EL TUTAMAÇ KILIFI Ref: 293

293 06 Mikroskop El Tutamaç Kılıfı Lastikli Oval Uç 15x36 cm

- Ameliyat mikroskobu el tutamaçlarının örtülmesine uygun tasarım.
- Her steril ambalaj içerisinde 2 adet tutamaç kılıfı.
- Kolay ve güvenli uygulamayı destekleyen 2 adet bant.
- Tek başına veya mikroskop kılıfı ile birlikte kullanım seçeneği.
- Talebe göre farklı ölçülerde üretim seçeneği.

Alternatif İsimler

- Cerrahi Mikroskop El Tutamaç Kılıfı
- Ameliyat Mikroskobu El Tutamaç Koruyucusu
- Ameliyat Mikroskobu Tutamaç Kılıfı
- Mikroskop El Tutamaç Örtüsü



STERILE EO CE 1984



CE NON STERILE

ENDOSKOPİ TORBASI Ref: 279

279 01 Endoskopi Torbası Orta
279 02 Endoskopi Torbası Büyük

- Patent korumalı.
- Yeşil ve kırmızı çizgiler sayesinde endoskopun temiz (Yeşil) veya kirli (Kırmızı) olduğu kolayca ayırt edilir.
- Steril endoskop saklamak için iç naylon ve ters çevrilebilir taşıma torbasından oluşur.
- İçeriği kolayca tanımlamak için şeffaf alan.
- Kirli ekipmanı tamamen saran yapısı sayesinde enfeksiyonun yayılma riskini azalır.
- Torbanın kapatılması sayesinde kontaminasyon önlenir.

Alternatif İsimler

- Endoskop Taşıma Torbası
- Endoskop İşlem Torbası

ENDOSKOPİ AĞIZLIĞI (NON-STERİL) Ref: 207

207 09 Endoskopi Ağızlığı Lastikli Diş Korumalı Çerçeveli Yetişkin
207 10 Endoskopi Ağızlığı Lastikli Çocuk
207 11 Endoskopi Ağızlığı Çerçevesiz Diş Korumalı Lastiksiz
207 12 Endoskopi Ağızlığı Oksijen Girişli Lastiksiz
207 13 Endoskopi Ağızlığı Çerçevesiz Diş Korumasız Lastiksiz
207 14 Endoskopi Ağızlığı Econobite
207 15 Endoskopi Ağızlığı Oksijen Girişli Lastikli
207 16 Endoskopi Ağızlığı Diş Korumasız Lastikli
207 17 Endoskopi Ağızlığı Lastiksiz Diş Korumalı Çerçeveli

- Pürüzsüz kenar ve geçiş yüzeylerine sahip tasarım.
- Ağız içi kullanıma uygun ergonomik yapı.
- Silikon diş koruyuculu ürün seçenekleri.
- İşlem sırasında sabitlemeyi destekleyen bantlı ürün seçenekleri.
- Farklı çaplarda endoskoplarla kullanıma uygun ürün seçenekleri.
- Çocuk ve yetişkin kullanımına yönelik farklı boyut seçenekleri.
- Oksijen giriş portuna sahip model seçeneği.
- Oksijen girişli modelde, işlem sırasında hastaya oksijen verilmesini destekleyen bağlantı yapısı.

Alternatif İsimler

- Endoskopi Ağız Koruyucusu
- Endoskopi Isırma Engelleyici



STERILE EO CE 1984

MUKUS TOPLAMA KABI Ref: 229

229 01 Mukus Toplama Kabı (40 ml 65 cm Hortumlu)
229 02 Mukus Toplama Kabı (25 ml 25 cm Hortumlu)
229 03 Mukus Toplama Kabı (100 ml 100 cm Hortumlu)
229 04 Mukus Toplama Kabı (15 ml 25 cm Tek Falkon Tüplü)

- 4–20 Ch arası aspirasyon kateterleriyle uyumlu seçenekler.
- Hasta bilgilerinin kaydı için etiket alanı.
- Derecelendirilmiş toplama haznesi.
- Hazne, çift girişli kapak, kapaklı konnektör, konik konnektör ve iki bağlantı hortumundan oluşur.
- İlave kapak.
- Geçici süreli kullanıma uygun tasarım, steril, tek kullanımlık.
- 15 mL, 25 mL, 40 mL ve 100 mL hacim seçenekleri.
- 10–100 cm arası farklı hortum uzunluğu seçenekleri.

Alternatif İsimler

- Mukus Emici
- Mukus Çıkarıcı
- Mukus Çekme Kabı
- Mukus Toplayıcı
- Mukus Emme Pompası



STERILE EO CE 1984


MUKUS TOPLAMA KABI KALIN HORTUMLU Ref: 305

305 01 Mukus Toplama Kabı (40 ml-13 cm Kalın Hortumlu)

- 4–20 Ch arası aspirasyon kateterleriyle uyumlu.
- 40 mL toplama kapasitesi.
- Derecelendirilmiş toplama haznesi.
- Hasta bilgilerinin kaydı için etiket alanı.
- İşlem sonrasında hortum kullanılarak kapatılmaya uygun tasarım.
- İlave kapak.
- Kalın hortumlu yapı.

Alternatif İsimler

- Tüplü Mukus Çıkarıcı
- Mukus Toplayıcı
- Tüplü Mukus Toplayıcı
- Lukens Tuzağı



STERILE EO CE 1984

ARTROSKOPİ SETİ Ref: 203

203 01 Artroskopi Seti (Y-Tur Seti) Puarlı
203 02 Artroskopi Seti (Y-Tur Seti)

- Y-Tipi irrigasyon seti.
- Hava girişsiz delme uçları.
- Akış kontrolü sağlayan mandallar.
- Y-konnektör mevcut.
- Hava tahliye kapağı.
- Puarlı çeşidi mevcut.

Alternatif İsimler

- Artroskopi Sıvısı Yönetim Cihazı (İrigasyon Konsolu Aksesuarı)
- Sistoskopi Seti



STERILE EO

STERİL KURU CERRAHİ TIRNAK FIRÇASI Ref: 205

205 03 Steril Kuru Cerrahi Tırnak Fırçası Törpülü

- Ergonomik fırça tasarımı. (48x79x34 mm)
- Kolay açılır paket.
- Cilt tahrişini önlemek için yumuşak kıllar.
- Törpülü ve törpüsüz seçenekleri.
- Pürüzsüz ve yumuşak sünger 90 ml'ye kadar sıvı emme.
- Yalnızca harici kullanım.

Alternatif İsimler

- Tek Kullanımlık Cerrahi Fırça Steril
- Cerrahi Fırça
- Steril Kuru Cerrahi Fırça



BIOCIDAL

DEZENFEKTANLI CERRAHİ TIRNAK FIRÇASI Ref: 205

205 01 %4 Klorheksidin Glukonat Emdirilmiş Tek Kullanımlık Cerrahi Tırnak Fırçası Törpülü
205 02 %7,5 Povidon-İyot Emdirilmiş Tek Kullanımlık Cerrahi Tırnak Fırçası Törpülü

- Ergonomik fırça tasarımı sayesinde kolay kullanım.
- Kolay açılır paket.
- Cilt tahrişini önlemek için yumuşak kıllar.
- Törpülü ve törpüsüz seçenekleri.
- Pürüzsüz ve yumuşak sünger 90 ml'ye kadar sıvıyı emme.
- Klorheksidin Glukonat ve Povidon-İyot emdirilmiş seçenekleri.
- Yalnızca harici kullanım.

Alternatif İsimler

- Emdirilmiş Ovalama Fırçası
- Emdirilmiş Cerrahi Fırça
- Cerrahi Fırça
- Cerrahi Sünger



VALFLİ İDRAR TORBASI — Ref: 225

225 01 Valfli İdrar Torbası
225 03 Valfli İdrar Torbası Musluklu

- 1500 mL toplama kapasitesi.
- İdrar miktarının görsel takibine uygun derecelendirilmiş ölçüm skalası.
- Sızıntı ve geri akışı önleyen valf sistemi.
- Kolay boşaltımı destekleyen opsiyonel musluk sistemi.
- Kadın ve erkek kullanımı için uygun tasarım.
- Torbanın uygun bir noktaya asılmasını kolaylaştıran tutamaç sistemi.

Alternatif İsimler • İdrar Toplama Torbası • İdrar Drenaj Torbası



SAATLİK İDRAR ÖLÇER — Ref: 288

288 01 Saatlik İdrar Ölçer

- 500 mL derecelendirilmiş idrar ölçüm haznesi.
- 2000 mL idrar toplama torbası.
- Toplam 2500 mL sistem kapasitesi.
- Saatlik ve periyodik idrar çıkışının gözlemlenmesine uygun tasarım.
- Kolay okunabilir derecelendirilmiş ölçüm skalası.
- İdrarın ölçüm haznesinden toplama torbasına aktarılmasına uygun sistem.
- Çıkarılabilir 2000 mL toplama torbası.
- Kapalı drenaj sisteminin sürdürülmesine yardımcı tasarım.
- Hidrofobik filtre.
- Hasta yatağına veya uygun desteğe sabitleme için askı sistemi.
- İdrar boşaltımına olanak sağlayan tahliye musluğu.
- Kateter bağlantısına uygun drenaj hortumu.
- Steril, tek kullanımlık.

Alternatif İsimler • Üriner Ölçüm Sistemi • İdrar Çıkışı Takip Sistemi • Ürometre Sistemi




GÖĞÜS DRENAJ SETİ — Ref: 400

400 01 Göğüs Drenaj Seti (2000 ml)
400 02 Göğüs Drenaj Seti (700 ml)

- 2000 mL ve 700 mL toplama kapasitesine sahip çeşitler.
- Derecelendirilmiş sıvı toplama haznesi.
- Drenaj miktarının görsel olarak izlenmesine uygun skala.
- Kompakt ve kullanımı kolay tasarım.
- Plevral boşluktaki hava ve/veya sıvının drenajına uygun yapı.
- Pozitif basınca karşı koruma sağlayan yapı.
- Harici vakum sistemine bağlantı imkânı.
- Yatak veya standa güvenli şekilde sabitlenmesini sağlayan askı sistemi.
- Steril ve tek kullanımlıktır.

Alternatif İsimler • Plevral Drenaj Sistemi • Torasik Drenaj Ünitesi • Kapalı Göğüs Drenaj Sistemi



SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI (SFT) FİLTRELİ AĞIZLIK — Ref: 273

273 01 Solunum Fonksiyon Test Cihazı (SFT) Filtreli Ağızlık (33 mm) (Küçük)
273 02 Solunum Fonksiyon Test Cihazı (SFT) Filtreli Ağızlık (30 mm) (Küçük)
273 03 Solunum Fonksiyon Test Cihazı (SFT) Filtreli Ağızlık Mandallı (33 mm) (Küçük)
273 04 Solunum Fonksiyon Test Cihazı (SFT) Filtreli Ağızlık Mandallı (30 mm) (Küçük)
273 05 Solunum Fonksiyon Test Cihazı (SFT) Filtreli Ağızlık (26 mm) (Küçük)
273 06 Solunum Fonksiyon Test Cihazı (SFT) Filtreli Ağızlık Mandallı (26 mm) (Küçük)

- Elektrostatik filtre yapısı.
- %99,99 Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE)
- %99,99 Viral Filtrasyon Verimliliği (VFE)
- 50 mL'den düşük ölü hacim. (Dead space)
- Kimyasal yapıştırıcı kullanılmadan üretilen yapı.
- Kolay açılabilir ambalaj tasarımı.
- Burun mandallı veya burun mandalsız ürün seçenekleri.

Alternatif İsimler • Spirometri Ağızlığı


medbar
Endustriyel Etilen Oksit Gaz Sterilizasyonu
TOUCH